

GLODERM

SKIN BOOSTER | SKIN FILLERS

NATURALE | DELICATO | SICURO



GLODERM

Per una bellezza naturale

Gloderm è una nuova e innovativa linea di gel di acido ialuronico che esaltano la bellezza naturale.

LINEA GLODERM ■■■ PER IL RINGIOVANIMENTO E IL LIFTING DELLA PELLE

Skin Boosters

Adatti per il
ringiovanimento
della pelle.



Skin Fillers

Adatti per addolcire le rughe
ripristinare i contorni e il volume
del volto

SKIN BOOSTERS GLODERM ■ ■ ■ PER UN ASPETTO DELLA PELLE SPLENDEnte

GLODERM 30

Prodotto con acido ialuronico naturale non reticolato

Adatto all'esigenze di mezza età, per il ringiovanimento della pelle matura e danneggiata dal sole

Uno strumento utile a migliorare l'idratazione della pelle, la sua struttura e condizione

SKIN BOOSTERS GLODERM ■ PER UNA LUMINOSITÀ DELLA PELLE NATURALE



30 Acido ialuronico: 30 mg/ml
naturale, non reticolato

Ringiovanimento globale del volto

Pelle matura e danneggiata

Miglioramento delle cicatrici da acne

FILLERS GLODERM ■ PER VALORIZZARE LA BELLEZZA DEL VISO

GLODERM 20L

Gel di acido ialuronico leggero, monofasico

Bassa reticolazione

Pienamente idratante

Lifting delle depressioni cutanee

Ripristino e riempimento dei contorni del viso

Risultati estetici immediati e durevoli

GLODERM 30L

FILLERS GLODERM PER UN LIFTING DAI RISULTATI NATURALI



20L Acido ialuronico: 20 mg/ml
naturale, reticolato

Riempimento di piccole rughe
Rimodellamento labbra



30L Acido ialuronico: 30 mg/ml
naturale, reticolato

Riempimento delle rughe e dei solchi
più profondi
Ripristino dei contorni del viso e del suo volume

FILLERS GLODERM

Dietro la scienza

Fillers GLODERM:

Creato con la tecnologia Ion-Bonding Self Crosslinking (IBS-pat-pend.)

Sicuro e riproducibile


Delicato sulla pelle e facile da iniettare



FILLERS GLODERM ■ NATURALE E SICURO



Acido ialuronico non reticolato



Acido ialuronico reticolato

I fillers Gloderm si basano su una rete di catene di acido ialuronico ad alta densità di reticolazione naturale (intreccio flessibile) e a bassa densità di reticolazione sintetica.

FILLSERS GLODERM ■ INDICAZIONI D'USO

Glabella
Gloderm 20L

Canale
lacrimale
Gloderm 20L

Aumento
degli zigomi
Gloderm 30L

Rughe naso labiali
Gloderm 20L / 30L


Linee di espressione
Gloderm 20L

Giuntura orale
Gloderm 30L

Aumento delle labbra
Gloderm 20L

Aumento della mascella
Gloderm 30L

Aumento del mento
Gloderm 30L



GAMMA GLODERM ■■■ NATURALE E SICURA PER VALORIZZARE LA BELLEZZA

	GLODERM 30	GLODERM 20L	GLODERM 30L
Concentrazione di acido ialuronico (mg/ml)	30	20	30
Livello di reticolazione	□ □ □	■ ■ □	■ ■ ■
Viscosità	Alta	Intermedia	Alta
Profondità di iniezione consigliata	Derma medio - superficiale	Derma medio	Derma profondo
Capacità riempitiva	- - - -	Moderata	Alta
Confezione	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml
Indicato per	<ul style="list-style-type: none">- Ringiovanimento del volto- Miglioramento delle cicatrici da acne	<ul style="list-style-type: none">- Pieghe naso labiali- Glabella- Linee di espressione- Contorno labbra e volume	<ul style="list-style-type: none">- Profondi solchi naso labiali- Giuntura orale- Aumento zigomi, mento e mascella
Misura ago	30G	27G	27G



www.ebmedical.it
info@ebmedical.it

Per:

